



ANEXO 2

ITEM	DESCRIPCION	LOCALIZACION	No DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLES	ACTIVIDADES
3.1.1 EDIFICIOS	MUROS PUERTAS Y ENCHAPES	6 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Detección de fisuras, deterioro de la pintura, hacer resanes y aplicar pinturas, cambiar enchapes y puertas deterioradas.
	VIGAS Y COLUMNAS	Hospital	sin	Anual	Febrero	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspeccion,detección de fallas y reparación de daños.
	CUBIERTAS Y CIELO RASO	Hospital	sin	Semestral	Abril; Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
	CANALES Y DESAGUES	Hospital	sin	Semestral	Junio; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Inspección y reparación de daños.
3.1.2 INSTALACIONES FISICAS	MALLA DE ENCERRAMIENTO	Periferia del hospital	sin	Cuatrimestral	Mayo; Agosto; Diciembre	OFICINA DE RECURSOS FÍSICOS	Aplicar mata maleza limpiar malla.
	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	Tanque de Agua	Sin	Semestral	Junio Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Lavado y aplicación de hipoclorito para su enjuague.
3.1.3 SISTEMAS DE REDES	REDES HIDRAULICAS (tuberías y accesorios)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	1ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, revisión de accesorios, reparación de fisuras y detección de goteras.
	REDES ELECTRICAS (baja tensión: lámparas fluorescentes,alumbrado publico plafones,interruptores,tomas de corriente, reflectores entre otras)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	2ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, seguridad electrica, cambio de tornilleria, revisión general y limpieza.
	REDES SANITARIAS RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO (lavamanos,sanitarios,duchas,lavaplatos,piletas,albercas)	5 Servicios Hospitalización Consulta Externa Área Administrativa	Sin	Mensual	3ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, mantenimiento, cambio de herrajes, reparación de obstrucciones en cañerías y eliminación de malos olores.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

3.1.4 AREAS ADYACENTES	ZONAS VERDES HOSPITAL Y JARDINES	Hospital	Sin	Bimestral	Febrero; Abril; Junio; Agosto; Octubre; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Poda de pasto, limpieza de escombros y poda de arboles. Actividades de jardinería
3.2.1.1 PLANTA ELECTRICAS	PLANTA ELECTRICA	Área Mantenimiento	15200	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, limpieza general, engrase, cambio de aceites, pruebas con carga, análisis de la transferencia, revisión de rutina.
	LAVADORA INDUSTRIAL	Zona de Lavandería	15203	Cuatrimestral	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Revisión preventiva, por cuanto se encuentra en garantía



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

3.2.1.2EQUIPOS DE LAVANDERIA Y COCINA NEVERAS	LAVADORAS, EXTRACTOR DE OLORES, MESAS DE ACERO INOXIDABLE, FILTROS DE AGUA	Zona de Lavandería Cocina Farmacia	Varios	Trimestral	Abril; Julio; Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento: descarte de fugas, limpieza de quemadores, revision de las lavadoras, lubricacion y ajuste
3.2.1.3BOMBAS DE AGUA Y CALDERAS	EQUIPO DE BOMBEO	Área Mantenimiento	15203	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y calibración.
3.2.1.4EQUIPOS DE REFRIGERACION	AIRES ACONDICIONADOS	Varios	varios	Bimestral	Enero; Marzo; Mayo; Julio; Septiembre; Noviembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Revisión eléctrica y limpieza general a filtros y unidades interiores y exteriores.
	VENTILADORES	Varios	Varios	Trimestral	Marzo; Junio; Septiembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación.
	FILTROS DE AGUA	Varios	Varios	Trimestral	Marzo; Junio; Septiembre; Diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Limpieza y lubricación.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

3.2.1.5 SERVICIOS DE APOYO	GUADAÑADORA, MAQUINA DE COSER, HERRAMIENTAS DE ASEO, TALLER Y EXTRARCTOR DE OLORES	Granja Mantenimiento Cocina	varios	Semestral	junio diciembre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	verificar funcionamiento equipo de bombeo, guadañadora, herramienta de mano, lubricacion y ajuste
3.2.1.6 PARQUE AUTOMOTOR	TOYOTA HILLUX VANS HYNDAY	vehiculos	OTC 072 OCJ 509	CADA 5000K O CADA 6 MESES		FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Cada 5000 KM (cambio de aceite, filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire entre otros)
3.2.1.6 PARQUE AUTOMOTOR	AMBULANCIA TAB RENAULT 4X2 , AMBULANCIA TAB NISSAN	vehiculos	ODU 873	CADA 5000 K M O CADA 6 MESES		FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Cada 5000 KM (balanceo, cambio de pastillas de frenos, revisión suspensión).
3.2.1.7 EQUIPOS DE SEGURIDAD	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO	Todas la ÁREAS	Varios	Anual	cada que cumplen fecha vencimiento	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Recargas anuales a cada extintor, de acuerdo a la fecha de vencimiento, Excepto los Extintores de Solkaflan cuyas recargas son cada 5 años
3.4 MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIA	MUEBLES DE USO ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL	Todas la ÁREAS	Varios	semestral	Abril Octubre	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificar el estado de los muebles: rodachines, tapones, cojineria, pintura, eliminacion de oxido, cajones, cambios de piezas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

3.5.1EQUIPOS DE COMPUTO	COMPUTADORES E IMPRESORAS	Todas la ÁREAS	Varios	Mensual	1ª Semana	FUNCIONARIO DE SISTEMAS	Desensamble y ensamble de equipos, limpieza de componentes, verificación de dispositivos de enfriamiento, instalación, actualización de aplicativos y antivirus.
3.5.3 CENTRAL DE COMUNICACIONES	PLANTA TELEFONICA Y TELEFONOS, AMPLIFICADOR DE VOZ	Todas la ÁREAS	Varios	Mensual	4ª Semana	AUXILIAR MANTENIMIENTO	Verificación del funcionamiento, limpieza general revisión de cableado y revisión de tonos.
	SISTEMA DE MONITOREO VISUAL	Todas la ÁREAS	Varios	Cuatrimestral	febrero Junio Octubre	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Revisión del equipo DVR (Grabadora de Vídeo Digital) verificando que esté funcionando de forma correcta y que la grabación esté libre de distorsión.
	RADIO BASE	Atención al Usuario	152012	Semestral	Junio; Diciembre	FUNCIONARIO RECURSOS FÍSICOS	Verificación del funcionamiento y arreglos de fallas
3.5.3EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO PRODUCCION Y TRANSCRIPCION DE INFORMACION	IMPRESORA FS-2020 MULTIFUNCIONAL BH-215 MINOLTA, KONICA MINOLTA BH-363 y 423 KYOCERA KYOCERA FS2020D	Oficina de Recursos Humanos Ventanilla Única Facturación Atención al Usuario		Trimestral	Enero; Abril; Julio; Octubre	PROVEEDOR ESPECIALIZADO	Mantenimiento, lubricacion de las unidades, limpieza externa e interna, ajustes y chequeo en general



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMEDICOS	BALANZA GRAMERA	UAICA	SC1312030/ N.T	SEMESTRAL - 03/04/2019 - 03/ 10/2019.	SEMESTRAL - 03/04/2019 - 03/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Revisión de encendido. Verificación de ajuste a cero, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Revisión de baterías. Limpieza interna.
	BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE MUJERES	50190310	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
	BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE HOMBRES	50190304/153214	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
	BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	601016010090	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
	BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	601016010001	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.
	BOMBA DE INFUSION	UNIDAD DE AGUDOS	50190463/153224	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de conexiones eléctricas, Limpieza de tarjetas electrónicas, verificación de parámetros de infusión, pruebas de funcionamiento, Verificación de carga de batería.



ANEXO 2

BIOMEDICOS	BOMBA DE INFUSION	SALA DE PROCEDIMIENTOS	50190401/153234	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electronicas, verificacion de parametros de infusion, pruebas de funcionamiento, Verificacion de carga de bateria.
	DESFIBRILADOR	T.A.B 873	4D0814631/1532	ANUAL - 02/ 09/2019.	ANUAL - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar condiciones de estado general del equipo, Realizar automatico, Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales.
	DESFIBRILADOR	UNIDAD DE AGUDOS	219CM1869/1532	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revision de estado de cable de conexión A.C.
	DESFIBRILADOR	SALA DE PROCEDIMIENTOS	0703CM1378/153	SEMESTRAL - 03/02/2019 - 03/ 08/2019.	SEMESTRAL - 03/02/2019 - 03/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar funcionamiento y continuidad de cable de ECG y paletas, Realizar autotest y prueba de descarga interna de equipo. Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales, Revision de estado de cable de conexión A.C.
	ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD DE AGUDOS	90A76902/15323	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de conexiones electricas, verificacion de estado de cables y Accesorios, Limpieza de tarjetas electronicas e impresora.Revision de parametros y alarmas. pruebas de funcionamiento.
	ELECTROCARDIOGRAFO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	19079289/153213	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de conexiones electricas, verificacion de estado de cables y Accesorios, Limpieza de tarjetas electronicas e impresora.Revision de parametros y alarmas. pruebas de funcionamiento.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIMEDICOS	EQUIPO DE EEG	SALA DE ELECTROENCEFALOG RAFIA	1509PX3704020	ANUAL - 04/01/2019	ANUAL - 04/01/2019	ING. DE SOPORTE EXTERNO	*Verificación de Estado de equipo y conexiones de red a.c. *Verificación de función del amplificador. *Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas de accesorios de equipo *Verificación de funcionamiento del software *Verificación de funcionamiento del fotoestimulador. *Revisión de Electrodo y conductividad del cable
	EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

EQUIPOS BIOMEDICOS	EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15326	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
	EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15325	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
	EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15321	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
	EQUIPO DE ORGANOS	CONSULTA EXTERNA	N.T/15321	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa
	EQUIPO DE ORGANOS	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/ 15324	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento Otoscopio y Oftalmoscopio. Verificación estado de los bombillos. Limpieza de contactos. Limpieza partes internas Otoscopio y Oftalmoscopio. Limpieza interna y externa



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

BIOMICOS	FLUJOMETRO	T.A.B 873	N.T/15324	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples . Revision de empaques y fugas.
	FLUJOMETRO	ALMACEN - GUARDADO	N.T/15327	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples . Revision de empaques y fugas.
	FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15324	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15324	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15322	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	FONENDOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE MUJERES	N.T/	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	FONENDOSCOPIO	LARGA ESTANCIA	N.T/15321	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE HOMBRES	N.T/153212	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UAICA	N.T/153212	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 873	N.T/15328	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	T.A.B 873	N.T/15329	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	ALMACEN - GUARDADO	N.T/15326	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	ALMACEN - GUARDADO	N.T/ 15325	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153218	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
FONENDOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA	SALA DE PROCEDIMIENTOS	12749	SEMESTRAL - 02/04/2019 - 02/ 10/2019.	SEMESTRAL - 02/04/2019 - 02/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de conexiones electricas, verificacion de estado de cables y Accesorios. Limpieza de tarjetas electronicas e impresora.Revision de parametros y alarmas. pruebas de funcionamiento.
FONENDOSCOPIO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15325	SEMESTRAL - 03/02/2019 - 03/ 08/2019.	SEMESTRAL - 03/02/2019 - 03/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

GLUCOMETRO	UNIDAD DE MUJERES	**	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de bateria, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	M06606505/N.A	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 01/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 01/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de bateria, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UAICA	M06612268/N.A	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de bateria, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	M06300055/15231	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de bateria, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
GLUCOMETRO	LARGA ESTANCIA	M06612868/N.T	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de bateria, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
LAMPARA CUELLO DE CISNE	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15327	SEMESTRAL - 02/04/2019 - 02/ 10/2019.	SEMESTRAL - 02/04/2019 - 02/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de bateria, cambio si es necesario, Limpieza de lector.
LARINGOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153225	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de ajuste de hojas, verificacion de iluminacion de bombillo,Revision de baterias, cambio si es necesario.
LARINGOSCOPIO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/153212	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de ajuste de hojas, verificacion de iluminacion de bombillos, cambio si es necesario. Revision de baterias.
MONITOR DE SIGNOS	ALMACEN - GUARDADO	009E008752/153	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	baterias. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revision de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	MONITOR DE SIGNOS	UNIDAD DE AGUDOS	M173130011	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
	MONITOR DE SIGNOS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	110249061/15322	SEMESTRAL - 03/02/2019 - 03/ 08/2019.	SEMESTRAL - 03/02/2019 - 03/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
	MONITOR DE SIGNOS	SALA DE PROCEDIMIENTOS	#808530053/ 15322	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	MONITOR DE SIGNOS	T.A.B 873	14808530085/153	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
	NEBULIZADOR	SALA DE PROCEDIMIENTOS	D4002104/ 15329	SEMESTRAL - 03/05/2019 - 03/ 11/2019.	SEMESTRAL - 03/05/2019 - 03/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar nivel de producción de aire. Verificar acoples externos Limpieza y ajuste de válvulas, Revisión interna de conexión de mangueras. Lubricación de partes móviles. Verificar nivel de ruido del motor. inspeccion de cable de poder y conexion electrica
	MONITOR DE SIGNOS	UNIDAD DE AGUDOS	590004020071/15	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
	NEBULIZADOR	UNIDAD DE AGUDOS	D4002273/153229	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo, Verificar nivel de producción de aire. Verificar acoples externos Limpieza y ajuste de válvulas, Revisión interna de conexión de mangueras. Lubricación de partes móviles. Verificar nivel de ruido del motor. inspeccion de cable de poder y conexion electrica



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	NEGATOSCOPIO	UNIDAD DE AGUDOS	N.T/153210	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de Encendido y apagado, Revisión de cable de poder y switch de encendido, Revisión de iluminación. Limpieza interna y externa.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	N.T/15323	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	620001591/1532	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	620001590/1532	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	600013807/1532	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	600013842/1532	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	CONSULTA EXTERNA	600044561/1502	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	UNIDAD DE MUJERES	620002070/ 1532	01/04/2019 - 01/ 10/2019.	01/04/2019 - 01/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	UNIDAD DE HOMBRES	62000101589/153	SEMESTRAL - 01/04/2019 - 01/ 10/2019.	SEMESTRAL - 01/04/2019 - 01/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
	PESA ADULTO	UAICA	N.T/15329	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la balanza, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

PESA ADULTO	UNIDAD DE AGUDOS	6200010526/1532	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	LARGA ESTANCIA	620001928/1532	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PESA ADULTO	UNIDAD DE AGUDOS	620001596/1532	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	SEMESTRAL - 04/04/2019 - 04/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Verificación de ajuste de cero de la bascula, si es necesario reajustar. Verificar calibración con un peso conocido. Lubricación partes móviles.
PULSOXIMETRO	UNIDAD DE MUJERES	3160336M1390 0860043/ 153214	SEMESTRAL - 04/01/2019 - 04/ 07/2019.	SEMESTRAL - 04/01/2019 - 04/ 07/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterias, Revision de estado de sensor, Verificacion de parametros y alarmas.
PULSOXIMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	3160336M1390 0860041/ 15322	SEMESTRAL - 04/01/2019 - 01/ 07/2019.	SEMESTRAL - 04/01/2019 - 01/ 07/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterias, Revision de estado de sensor, Verificacion de parametros y alarmas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	PULSOXIMETRO	UAICA	M15550267006 CARGADOR M14801204077/ 153230	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterias, Revision de estado de sensor, Verificacion de parametros y alarmas.
	PULSOXIMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	807110033/1532	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterias, Revision de estado de sensor, Verificacion de parametros y alarmas.
	PULSOXIMETRO	LARGA ESTANCIA	M14807110032	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de Encendido y apagado, Limpieza de Tarjetas electronicas, Revision de carga de baterias, Revision de estado de sensor, Verificacion de parametros y alarmas.
	REGULADOR DE O2	T.A.B 873	285M15LV/15326	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.
	REGULADOR DE O2	T.A.B 873	14A0361/15324	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.
	REGULADOR DE O2	ALMACEN - GUARDADO	T600855/15321	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.
	REGULADOR DE O2	ALMACEN - GUARDADO	024472/15326	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.



ANEXO 2

REGULADOR DE OXIGENO	UNIDAD DE AGUDOS	117478/15328	SEMESTRAL - 03/03/2019 - 03/ 09/2019.	SEMESTRAL - 03/03/2019 - 03/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.
SUCCIONADOR	T.A.B 873	003/15322	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
SUCCIONADOR	ALMACEN - GUARDADO	1500009448/15322	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
REGULADOR DE OXIGENO	UNIDAD DE AGUDOS	**	SEMESTRAL - 03/03/2019 - 03/ 09/2019.	SEMESTRAL - 03/03/2019 - 03/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	SUCCIONADOR	UNIDAD DE AGUDOS	800001881/1532	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
	SUCCIONADOR	SALA DE PROCEDIMIENTOS	9700006646/153	SEMESTRAL - 03/02/2019 - 03/ 08/2019.	SEMESTRAL - 03/02/2019 - 03/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
	TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	490755/153213	SEMESTRAL - 02/02/2019- 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019- 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón chequeo para de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	521687/15322	SEMESTRAL - 02/02/2019- 02/08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019- 02/08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	520230/15322	SEMESTRAL - 02/02/2019- 02/08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019- 02/08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	944314/15322	SEMESTRAL - 02/02/2019- 02/08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019- 02/08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	945223/15325	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/ 11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	CONSULTA EXTERNA	304741198/15322	04/04/2019 - 04/ 10/2019.	04/04/2019 - 04/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	UNIDAD DE MUJERES	044072354/15321	SEMESTRAL - 01/04/2019 - 01/ 10/2019.	SEMESTRAL - 01/04/2019 - 01/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	0419001617/153	SEMESTRAL - 01/04/2019 - 01/ 10/2019.	SEMESTRAL - 01/04/2019 - 01/ 10/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque pera de insuflación. Prueba de fugas al brazaletes. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

TENSIOMETRO	T.A.B 873	980067/15331	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	T.A.B 873	988110/15328	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	SEMESTRAL - 02/03/2019 - 02/ 09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	ALMACEN - GUARDADO	N.T/15323	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	140221095942	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	SEMESTRAL - 02/02/2019 - 02/ 08/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificación de funcionamiento. Limpieza válvula de llave reguladora de aire. Limpieza y lubricación de balón cheque para de insuflación. Prueba de fugas al brazalete. Verificación de ajuste a 0mmHg. Ajuste de mangueras si es necesario
TENSIOMETRO	LARGA ESTANCIA	O09605	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/ 12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Revision de estado de accesorios, Ajuste de manometro. Prueba funcional
TENSIOMETRO	ALMACEN - GUARDADO	O14971	SEMESTRAL 04/01/2019 04/07/2019.	SEMESTRAL 04/01/2019 04/07/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Revision de estado de accesorios, Ajuste de manometro. Prueba funcional



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE MUJERES	1500038/152010	SEMESTRAL - 01/06/2019 - 01/12/2019.	SEMESTRAL - 01/06/2019 - 01/12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificacion de Baterias.
	TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE HOMBRES	N.T/152022	SEMESTRAL - 04/01/2019 - 01/07/2019.	SEMESTRAL - 04/01/2019 - 01/07/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificacion de Baterias.
	TENSIOMETRO	UAICA	0523205946/ 153	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de estado, limpieza de pera, verificacion de fugas, Revision de punto cero mmHg.
	TERMOHIGROMETRO	UAICA	N.T/152010	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificacion de Baterias.
	TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	1500040/ 153230	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/11/2019.	SEMESTRAL - 02/05/2019 - 02/11/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificacion de Baterias.
	TERMOHIGROMETRO	UNIDAD DE AGUDOS	/153227	SEMESTRAL - 01/06/2019 - 01/12/2019.	SEMESTRAL - 01/06/2019 - 01/12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificacion de Baterias.
	TERMOHIGROMETRO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	1500037/15326	SEMESTRAL - 01/06/2019 - 01/12/2019.	SEMESTRAL - 01/06/2019 - 01/12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificacion de Baterias.
	TERMOHIGROMETRO	LARGA ESTANCIA	1500041/152013	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/12/2019.	SEMESTRAL - 02/06/2019 - 02/12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificacion de Baterias.
	TERMOHIGROMETRO	SALA DE PROCEDIMIENTOS	N.T/15327	SEMESTRAL - 01/06/2019 - 01/12/2019.	SEMESTRAL - 01/06/2019 - 01/12/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Limpieza de tarjetas electronicas, Verificacion de Temperatura / humedad (Max/ min). Verificacion de Baterias.
BIOMEDICOS	DEFIBRILADOR	TAB 078	17E00007384 / 15321	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar condiciones de estado general del equipo, Realizar automatico, Revisión de carga de baterías, Limpieza de contactos y tarjetas electrónicas *Verificar alarmas sonoras y visuales.
	FLUJOMETRO	TAB 078	1241209 / 15322	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples . Revision de empaques y fugas.
	FONENDOSCOPIO	TAB 078	N.T / 15324	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	FONENDOSCOPIO	TAB 078	N.T/15325	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificar funcionamiento. Limpieza de olivas, membrana y mangueras. Ajuste de mangueras
	MONITOR DE SIGNOS	TAB 078	J42000A00016 / 15328	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. Revisión de estado de baterías. Verificación de estado de cables y conexiones electricas, Limpieza de tarjetas electrónicas y contactos eléctricos. Revisión de estado de accesorios (cambio si es necesario). Verificación de parámetros de configuración de equipo. *Verificación de alarmas sonoras y visuales.
	REGULADOR DE 02	TAB 078	16011830 / 15323	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.
Lérida - Tolima
Nit 800.116.719-8

ANEXO 2

	REGULADOR DE 02	TAB 078	20160402973 / 15330	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de acoples a balas portatiles. Revision de empaques y fugas.
	ASPIRADOR DE SECRECIONES	TAB 078	SU1410000277 / 15329	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento sistema de vacío. *Revisión estado de filtro bacteriológico, cambio si es necesario. *Ajuste de mangueras. * Verificar hermeticidad del frasco *Lubricación de partes móviles *Limpieza partes internas, ajuste de laminillas de válvulas.
	TENSIOMETRO	TAB 078	17006007 / 15326	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de estado, limpieza de pera, verificacion de fugas, Revision de punto cero mmHg.
	TENSIOMETRO	TAB 078	412610/15327	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 04/03/2019 - 04/09/2019.	ING.MARICELA BONILLA	Verificacion de estado, limpieza de pera, verificacion de fugas, Revision de punto cero mmHg.
	AUTOCLAVE	Zona de esterilización	307-0817	SEMESTRAL - 03/03/2019 - 04/09/2019.	SEMESTRAL - 03/03/2019 - 04/09/2019.	ING.SOPORTE EXTERNO	*Verificar condiciones de estado general del equipo. *Verificación funcionamiento por ciclos. *Revisión de resistencia. * Verificar hermeticidad de la puerta. *Limpieza de valvula.